

Pe- Lab طب ترؤم ال بي بنرأ ة ل س ن ال دي ح و ال داض م ال مس ج ال 088324 - ي ق ف د ت ال ي و ل خ ال س ا ي ق ل ل ي ر أ ف ال Cd83 دض CM0010173 : ر ص ن ع ال م ق ر

ة م د ق م

الاب نرت قؤم بي بنرأ ة ل س ن ال دي ح و داض م مس ج
م ت ، ي ر أ ف ال CD83 ن ي ت و ر ب ف د ه ت س ي PE
ي و ل خ ال س ا ي ق ل ل ه ت ي ح ال ص ن م ق ق ح ت ال
ا ي ا ل خ ال ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م . (FC) ي ق ف د ت ال
ا ي ا ل خ ل ا و ة ن ص غ ت م ال ا ي ا ل خ ال ت ا س ا ر د ، ة ي و ا ن م ال
ل ي د ع ت ل ا ج م ي ف ث و ح ب ل ا و ، ة ي و ا ف م ي ل ل
ة ي و ا ن م ال ة ب ا ج ت س ال .

ي ز م ال ف ر ع ا

ر ا ي ع م ال	ة م ي ق ال
ج ن ت م ال م س ا	PE Rabbit anti-Mouse CD83 mAb
ل ي د ب م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	mCD83
ع و ن ال	ر أ ف ال
م (ي ر ش ب ال) ن ج ال ف ر ع م	9308
ن ج ال ف ر ع م	12522
ي ع ا ن م ال د ص ت م ال	(NP_033986.1) ي ر أ ف ال CD83 ن ي ت و ر ب م 133 ل 22 م ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ن ي م ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب : ف ل ت ؤ م ن ي ت و ر ب
ر د ص م ال	ب ن ر أ ل ا
ف ي ن ص ت ال	ة ل س ن ال ة د ي ح و ة د ا ض م ال م ا س ج أ ل ا
ق ي ب ط ت ال	FC
ع ط ا ق ت م ال ل ع ا ف ت ال	ر أ ف ال
ز م ر SWISS	O88324
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 21
ن ح ش ل ة ق ي ر ط	ج ل ت س ي ك