


IgG1 يرأف ال ب نرأ ال ل ص م ل ة ل ي س ن ال ي د ا ح أ د ا ض م P e ب ن ر أ ال P01868 - ي و ل خ ال ق ف د ت ل ا ب ل ي ل ح ت ل ل

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0005101



ة م د ق م

PE ب ق ف ا ر ت م ب ن ر أ ة ل ي س ن ال ي د ا ح أ د ا ض م م س ج ق ف د ت ل ا ب ل ي ل ح ت ل ل ب س ا ن م ، يرأف ال IgG1 د ض ط م ن ل ي ع و ن د ا ض م ال م س ج ال ا ذ ه . (FC) ي و ل خ ال ف ي ص و ت ي ف ه م ا د خ ت س ا ن ك م ي و IgG1 ر ي ط ن ال ا ي ا ل خ ال ل ي ل ح ت و يرأف ال ي ع ا ن م ل ن ي ل و ي ب و ل ج ال ة ي ئ ا ب ال .

د ي ز م ل ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ف ص و ل ا
ج ت ن م ل م س ا	PE يرأف ال د ض ب ن ر أ ال mAb IgG1
ر ا ع ت س م ل م س ا ل / ا ط ا ح ا ل م	IgG1
ع و ن ال	رأف ال
ي ع ا ن م ل د ص ت س م ل ا	(P01868) يرأف ال IgG1 ن م 98-324 ة ي ن ي م أ ل ا ص ا ح أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ ال
ة ئ ا	ة ل ي س ن ال ة ي د ا ح أ د ا ض م ال م ا س ج ال ا
ق ي ب ط ت ال	FC
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ال	رأف ال
SWISS	P01868
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 36
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك