

Pe - Fc - IgG2B دص بنرأ ةل س ن ل ا د ا ح ا د ا ض م م س ج P01867-2

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0008323

ة م د ق م

ق ف ا ر ت م ب ن ر أ ل ا ن م ة ل س ن ل ا د ا ح ا د ا ض م م س ج
IgG2b ل ة ت ب ا ث ل ا ة ق ط ن م ل ف د ه ت س ي P E
ن م ق ق ح ت ل م ت (2 ل ك ش ل ط م ن ل) ر أ ف ل
ل ع ا ف ت ع م ي و ل خ ل ق ف د ت ل س ا ي ق ل ه ت ح ص
ف ي ن ص ت ت ا س ا ر د ل ب س ا ن م . ر أ ف ل ع م ع ط ا ق ت م
ف ل م ل ف ي ص و ت و ة ي ع ا ن م ل ت ا ن ي ل و ب و ل غ ل ع ا و ن أ
ي ع ا ن م ل .

د ي ز م ل ا ف ر ع

ه م ع م ل ا	ه م ي ل ا
ج ت م ل م س ا	ي ر أ ف ل IgG2b د ص ب ن ر أ ة ل س ن ل ا د ا ح ا د ا ض م م س ج
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	IgG2b; Igh-3; gamma2b
ع و ن ل ا	ر أ ف ل
م ج ل ا ف ر ع م	16016
ي ع ا ن م ل د ص ت س م ل ا	(P01867-2) ي ر أ ف ل IgG2b ن م 14-113 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ل خ ا د ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ئ ل ا	ة ل س ن ل ا ة د ا ح ا ة د ا ض م ل م ا س ج ا ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	FC (ي و ل خ ل ق ف د ت ل س ا ي ق)
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف ل
ق ا ن ا ي ب ة د ع ا ق	P01867-2
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ر ج ل ن ز و ل ا	37 ن و ت ا د و ل ي ك
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك