


Pe ينفقتل Lamp1/Cd107A رأفلل ةللسنللا يداحأ داضم بنرأ Pe Fc - P11438

مصنوع ال مقمر: CM0012103



مقدم

PE عم قفارت م بنرألا نم ةللسنللا يداحأ داضم
ةللسنللا يرأفلا Lamp1/CD107a فدهتس
تانلعل هتحص نم ققحتلا مت. ايلالل قفدت
لشاشغ لركس نلثورب وه Lamp1. نلرأفلا
نوكث ل كراش ل ةللولالل تاملسلل
ةلمسو، لثاللا مالهالل او، ةللولالل تاملسلل
ةللسنللا ةلثالل ايلالل.

[دلمل الفرع](#)

لملعل	ململ
ململ ملسا	LAMP1/CD107a رأفلل ةللسنللا يداحأ داضم بنرأ PE
راعسم ملسا/للالل م	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
للال	رأف
ململ (ناسن) للال فرعم	3916
ململ للال فرعم	16783
مصململ	بلململ داعم نلثورب
مصململ	بنرأ
للال	ةللسنللا يداحأ داضم
لململ	FC
للالل للالل	رأف
SWISS	P11438
نلثورب للال	43kDa
للال	للال ةلململ