

Pe ب قفارت م ي ب ن ر أ ل ة ل ي س ن ل د ي ح و ل د ا ض م ل م س ج ل ة ل ل خ ل ل ا ب ل ل ي ل ح ت ل ل ر أ ف ل ل ا ف ل ا م ر و ل ا ر خ ن ل م ا ع د ض P06804 - (ة ل ل خ ل ل ا ل خ ا د) ة ق ف د ت م ل

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0004824



ة م د ق م

ب قفارت م ي ب ن ر أ ل ة ل ي س ن ل د ي ح و ل د ا ض م ل م س ج ق ق ح ت ل م ت ، ر أ ف ل ل ا ف ل ا م ر و ل ا ر خ ن ل م ا ع د ض PE ل خ ا د ة ق ف د ت م ل ا ة ل ل خ ل ل ا ب ل ل ي ل ح ت ل ل ه ت ح ص ن م ب ب س م ل ن ي ك و ت ي س ل ن ع ف ش ك ي . ة ل ل خ ل ل م ع ا ل ب ل ي ف ا ف ل ا م ر و ل ا ر خ ن ل م ا ع ب ا ه ت ل ل ا ل ي ر خ أ ل ا ة ي ع ا ن م ل ا ي ا ل خ ل و

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ة م ل ع م ل	ة م ي ق ل
ج ت م ل م س ا	ر أ ف ل ل ا ف ل ا م ر و ل ا ر خ ن ل م ا ع د ض Pe ب قفارت م ي ب ن ر أ ل ة ل ي س ن ل د ي ح و ل د ا ض م ل م س ج ل
ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م ة ر ا ع ت س م	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha
ع و ن ل	ر أ ف ل
م ر ع ل (ا ل ن ا س ل)	7124
م ر ع ل (ر أ ف ل)	21926
ي ع ا ن م ل د ض ت س م ل	ر أ ف ل ل ا ف ل ا م ر و ل ا ر خ ن ل م ا ع ن م 235 ل 80 ن م ة ي ن م ا ل ا ص ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب ؛ ف ل ت ؤ م ن ي ت و ر ب (NP_038721.1).
ر د ص م ل	ب ن ر أ ل
ة ف ا	ة ل ي س ن ل د ي ح و ل د ا ض م ل م ا س ا ل ا
ق ي ب ط ت ل	FC (ة ل ل خ ل ل ا ل خ ا د)
ل د ا ب ت م ل ا ع ا ف ت ل	ر أ ف ل
SWISS	P06804
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	26 ن و ت ا د و ل ي ك
ن ح ش ل	ج ل ت س ي ك