

يرأف ال Cd3 دض يرأف ال ةليسننل يداحأل داضم ال مسجل ال P04235 / يقفدت ال يولخل سايق لل Pe-ل اب مسؤم ال P22646

رصننعل مقرر: CM0008507

ةمدقم

CD3 دض يرأف ال ةليسننل يداحأل داضم مسجل
سايق لل صصخم PE-ل اب قفارت م يرأف ال
يرأف ال CD3 دقعم فرعتي . يقفدت ال يولخل
يلاثم . (نولي سبإ/اتلد لسالسل)
في ةيئات ال ايالخلل يعانم ال فينصلل
ةيرأف ال يعانم ال تاسار دل

ديزم ال فرع

راي عم ال	ةم ي ق ال
جتنم ال مسا	يرأف ال CD3 دض يرأف ال ةليسننل يداحأل داضم ال مسجل ال PE
ليدب مسا / تاطحال م	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
عون ال	رأف ال
رشب لل) نجل ال فرع م	916/915
نجل ال فرع م	12500/12501
يعانم ال دصتسم ال	يرأف ال CD3 نم قتشم يعانطصا ديتبب
ردصم ال	ذجل ال
ةف ال	ةليسننل ةيداحأل داضم ال مسجل ال
قيبطت ال	FC
لدابتم ال لعافت ال	رأف ال
SWISS	P04235/P22646
نوتوربال نزو	نوتلاد وليك 21 / نوتلاد وليك 19
نحش ال	جلت سيك