

Pe Rat Anti-Mouse Cd45R/B220 يولخل قفدتلا سايقول - P06800 / P08575

مصنع ال مقرر: CM0006027

مقدم

قفارتم ناذرل نم ةللسنل يداحاً داضم مسج نارئفل ي CD45R/B220 فدهتسي PE عم (عئاشل اءاضل ل ايركل دضتسم) ، يولخل قفدتلا سايقول هتحص نم ققحتل ، نارئفل تاني عم عطاقت لكشب لعافتو . ثاأال ي فةعانم ال ايلخل طيملت ليلاثم صيخشتل ريوطو .

ديزل فرعا

فصولا	هملعلا
PE Rat anti-Mouse CD45R/B220 mAb	جتنملا مسا
loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4	راعتسم مسالاطحال م
رأف	عاونال
5788	نيجل فرعم (يرشبال)
19264/5788	نيجل فرعم
ناسنلأل/رأفل CD45R/B220 نم قتشم عنصم دي تب	دضتسملا
نر	ردصملا
ةللسنل يداحاً داضم مسجاً	ةفل
فولخل قفدتلا سايق (FC)	قبطتلا
رأف	عطاقتل لعافتلا
P06800/P08575	SWISS
130kDa/140kDa/144kDa	نيتوربال نزو
جلت سيك	نحشلا