

يرشبل ال Cd3 - ةل يسننل ايداح اداضم راف Pe/Cyanine5 P07766 - يولخل قفدتل سايقل

رصنع ال مقرر: CM0004444



ةمدقم

epsilon CD3 ةل داضم ةل يسننل ايداح اداضم مسج
هنم ققحتمو PE/Cyanine5 عم قفارت م يرشبل
ديحتل بسانم . يولخل قفدتل سايقل
ف ةيعانم لة باجتسال اساردو T ايلخل
ة يرشبل تانيلع.

ديزل فرعا

لماعل	ةمقلا
جتنم الم سا	PE/Cyanine5 راف اداضم راف CD3 يرشبل (mAb)
ةراعتسم اءاسا/ااطحال م	T3E, TCRE, IMD18, CD3epsilon
عونل	ناسن
يرشب (GeneID) نجل فرعم	916
دصتسم ل	فلتؤم ل يرشبل CD3 نيتورب
ردصم ل	راف
ةئل	ةل يسننل ايداح اداضم ماسجا
قبطتل	FC (يولخل قفدتل سايق)
عطاقتل لعاقتل	ناسن
SWISS	P07766
نيتوربل نزو	نوتلاد وليك 23
نجل	جلت سيك