

يرأف ال CD45 - لة لسي سننل ايداحأ داضم ب نرأ PE/Cyanine5 P06800 - ايلخل قفدتل

رصننعل مقرر: CM0011031

ةمدقم

عم قفارت م ب نرأ ال نمة لسي سننل ايداحأ داضم
نم ققحتل مت، يرأف ال CD45 دض PE/Cyanine5
فشتك ي (FC). ايلخل قفدتل هتصح
(L-CA) ضيبل ايتاركلل عئاشل دضتسم ال
ايلخل طيشنتو يعانم ال صيخشتل تاساردل
ةئئاتل.

ديزم لفرع

لماعمل	ةم يال
حتنم ال م سا	mAb يرأف ال CD45 - ل داضم ب نرأ PE/Cyanine5
ءامس/اتاطحال م ةراغتسم	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
عونل	رأف
ناسنل) نيح ال فرع م	5788
نيح ال فرع م	19264
يعانم ال دضتسم ال	يرأف ال CD45 نم 26-566 ةنيما ال صامحال عم قفاوت ي لسلسل ي لىع قوتحي بيكرتل داعم ي جامدنا ني تورب بيكرتل داعم ني تورب (NP_001104786.2).
ردصم ال	ب نرأ
ةئف	ة لسي سننل ايداحأ داضم
قبطتل	FC
عطاقت ال لعافت ال	رأف
SWISS	P06800
ني تورب ال نرو	130kDa/140kDa/144kDa
نحش ال	جلت سيك