

يرأف ال Cd3E ل- داضم Pe/Cyanine7 ةل س ن ال يداح أ داضم مسج P22646 - يولخ ال قفدت ال سايق ل

رصن عل مقرر: CM0009743



ةمدقم

رتسم اهال نمة ل س ن ال يداح أ داضم مسج
ب نرتقم و يرأف ال CD3E ل- داضم ينم رأل
يرأف ال CD3E نع فشك لل صصخم ، PE/Cyanine7
يركس ني تورب وهو ، يولخ ال قفدت ال سايق ربع
ةعانم ال ي ف كراشي ةيئات ال ايلخ ال حطس يلع
P22646 - ةيفيكت ال

ديزم ال فرع

ةمد عل	ةم ي ل
جت ن م ال مس	يرأف ال CD3E ل- داضم ينم رأل رتسم اهال نمة ل س ن ال يداح أ داضم مسج
ةل دب ءام س/ات اطاح ال م	CD3; T3e; CD3epsilon
عون ال	رأف
ن ج ال فرع م	916
ن ج ال فرع م	12501
دضت س م ال	ب يكت رت ال داعم ني تورب
ردص م ال	ينم رأل رتسم اه
ةف	ةل س ن ال يداح أ داضم ماسج
ق يبطت ال	يولخ ال قفدت ال سايق
لدابت م ال لعافت ال	رأف
SWISS	P22646
ن ني تورب ال نر	نوتلاد وليك 21
نحش ال	جلت سيك