

يرش بل Cd45Rb - ل داضم بنراً ةلېسننل ايداحأ داضم مسج
P08575-9 - يولخل قفدتل سايقول Pe/Cyanine7 - ب قفارتم
رصنعل مقرر: CM0012415

ةمدقم

قفارتم بنراًل نم ةلېسننل ايداحأ داضم مسج
يرش بل CD45RB فدهتسي PE/Cyanine7 - ب
سايقول هب صوم (PTPRC نم 7 يوسإل طمنل)
تايركل دضتسم فشكي . يولخل قفدتل
صيخشتلل بسانم ، كرتشملاءاض بل
ةيرش بل تانيعلل يعانمل

ديزمل فرع

ةمدعمل	ةمقول
جت نمل مسا	يرش بل CD45RB - ل داضم بنراً ةلېسننل ايداحأ داضم مسج
رخأ ءامس/اتاطحال م	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
عولل	يرش بل
م (يرش بل) فرعم	5788
نجل فرعم	5788
يعانمل دلومل	CD45RB نم 26-463 ةنيملأل ضامألل قباطم لسلست ىلع يوتحي فلتؤم يجامدنل نيوتوب (XP_006711537.1).
ردصملا	بنراً
ةفلا	ةلېسننل ايداحأ ةداضم ماسجأ
قبيطتل	(FC) يولخل قفدتل سايق
يلدابتل لعافتل	يرش بل
SWISS	P08575-9
نيوتوبلل ئيئيزجل نرول	نوتلاد وليك 135
نحلل	جلت سيك