

يرشب ال Cd90/Thy1 ني تورب دض ي بنرأ ةلي سننل ديحو داضم - ي قفدت ال يولخل سايق لل Pe/Cyanine7 ب قفارت ال P04216

رصننل مقرر: CM0004421

ةمدقم

ب قفارت م ي بنرأ ةلي سننل ديحو داضم
يرشب ال Cd90/Thy1 ني تورب دض Pe/Cyanine7
يولخل سايق لل ي ف تاق ي ب ط ل م م ص م
ث ح ب ل ا و ي ع ا ن م ل ا ي ن ص ت ل ل ي ل ا ث م . ي ق ف د ت ل
ب ا ص أ ل م ل ع ، ة ي ع ذ ج ل ا ي ا ل خ ل ا ي ج و ل و ي ب ي ف
ة ي و ل خ ل ا ت ا ر ا ش إ ل ا و .

ديزمال فرع

راي عم ال	ةم ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	م ا ب ي ر ش ب ال Cd90/Thy1 دض ي بنرأ mAb داضم
ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م ة ل ي د ب	CD90; CDw90
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م ر ع ل ا ف ر ع م (ي ر ش ب)	7070
م ر ع ل ا ف ر ع م	7070
ي ع ا ن م ل د ص ت س م ل ا	ي ر ش ب ال Cd90/Thy1 ني تورب م ن 130 إ ل 20 م ن ة ي م ا ل ا ص ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ني تورب : ف ل ت ؤ م ني تورب (NP_006279.2)
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ا	ة ل س ن ل ا ة د ي ح و د ا د ض ا ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ي ر ش ب
SWISS	P04216
ن ني تورب ل ن ز و	ن و ت ا ل ا د و ل ي ك 18
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك