

## Pe/Cyanine7 - ب نرتقۇم لاجرأل ن م ةل س ن ل ي د ا ح ا د ا ض م م س ج - ي ق ف د ت ل ي و ل خ ل ل س ا ي ق ل ل ي د ر ق ل ل / ي ر ش ب ل ل C d 2 5 د ص P01589

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0008215



### ة م د ق م

ب نرتقۇم لاجرأل ن م ةل س ن ل ي د ا ح ا د ا ض م م س ج  
ي د ل C D 2 5 د ص ت س م ف د ه ت س ي P E / C y a n i n e 7 ب  
ن ع ف ش ك ل ل م م ص م . ي ر و م ا ن س ل ل د ر ق ل ل و ر ش ب ل ل  
س ا ي ق ل ل ة ط س ا و ب I L - 2 ل - α ل ب ق ت س م  
ة ي ئ ا ت ل ا ي ا ل خ ل ل ي ل ع ي ق ف د ت ل ي و ل خ ل ل  
ي ث ح ب ل ل م ا د خ ت س ا ل ل . ة ط ش ن م ل ل و ة م ظ ن م ل ل  
ط ق ف .

### د ي ز م ل ا ف ر ع ا

| ل م ا ع م ل ا                             | ة م ي ق ل ا                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج ت ن م ل م س ا                           | ي د ر ق ل ل / ي ر ش ب ل ل C D 2 5 د ص ل ا ج ر ا ل ن م ة ل س ن ل ي د ا ح ا د ا ض م م س ج P E / C y a n i n e 7                                                                            |
| ة ر ا ع ت س م ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م | p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10                                                                                                                                                    |
| ع و ن ل ا                                 | ي ر ش ب                                                                                                                                                                                  |
| م ي ر ش ب ( ي ر ش ب ) ف ر ع م             | 3559                                                                                                                                                                                     |
| ن ي ج ل ف ر ع م                           | 3559                                                                                                                                                                                     |
| ي ع ا ن م ل د ص ت س م ل ا                 | (NP_000408.1) ي ر ش ب ل ل C D 2 5 د ص ت س م ن م 22-213 ة ي ن ي م ا ل ا ض ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب ا ف ل ت ؤ م ن ي ت و ر ب |
| ر د ص م ل ا                               | ب ن ر ا                                                                                                                                                                                  |
| ة ف ل ا                                   | ة ل س ن ل ل ي د ا ح ا د ا ض م ل ا م ا س ج ا ل ا                                                                                                                                          |
| ق ي ب ط ت ل ا                             | FC                                                                                                                                                                                       |
| ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا             | ي ر و م ا ن س د ر ق . ي ر ش ب                                                                                                                                                            |
| SWISS                                     | P01589                                                                                                                                                                                   |
| ن و ت و ر ب ل ا ن ز و                     | ن و ت ل ا د و ل ي ك 31                                                                                                                                                                   |
| ن ح ش ل ا                                 | ج ل ت س ي ك                                                                                                                                                                              |