


Cd4 درق ل/يرش بلل داضم ةل س ن ل دي ح و ب ن ر أ PE/Cyanine7 P01730 - ةي ق ف د ت ل ا ي ا ل خ ل ل

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0006200



ة م د ق م

ب ن ر أ ل ن م ة ل س ن ل دي ح و ة د ا ض م م ا س ج أ
CD4 ف د ه ت س ت PE/Cyanine7 ع م ة ق ف ا ر ت م
ن م ق ق ح ت ل م ت ، ي ب ا ج ن س ل در ق و ير ش ب ل
ي و ل خ ل ق ف د ت ل س ا ي ق ي ف م ا د خ ت س ل ل ا ه ت ح ص
ة ف ي ط و ل ا و ة د ع ا س م ل T ا ي ا ل خ ل ا ح ب أ ل ة ي ل ا ت م
ة ي ع ا ن م ل .

دي ز م ل ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت م ل م س ا	PE/Cyanine7 ب ن ر أ د ا ض م ل ل ير ش ب ل ل C d 4 mAb
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
م ن ج ل ا ف ر ع م (ن ا س ن ا)	920
م ن ج ل ا ف ر ع م	920
د ص ت س م ل ا	ي ر ش ب ل ا C d 4 ل ف ل ت ؤ م ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ف ا ل ا	ة ل س ن ل دي ح و ة د ا ض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ا	ي ب ا ج ن س ل در ق ، ن ا س ن ا
SWISS	P01730
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	51kDa
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك