

Cd45Ra دضتسم دض يبنرأ ةلئسنل دئحو داضم
قفتلاب لئللح لل Pe/Cyanine7 - ب موسوم يدرقلل/ئرشب لل
P08575-8 - يولخلل
CM0010571 :رصنل مقرر

ةمدقم

ب موسوم يبنرأ ةلئسنل دئحو داضم
CD45RA دضتسم دض PE/Cyanine7
هلعات نم ققحتلل م ت (P08575-8) ي formوزيأل
ئللغنسلل درقلل وئرشب لل عم لدابتلل
تائركلل دضتسم نع فشك لل بسانمو
نوتلاد وليك 138 نزي يذل اءاضب لل
يولخلل قفتلل سايق ةئققت مادختساب

دئزلل فرع

راي عم لل	ةمئل
جتنم لل مسا	يدرقلل/ئرشب لل CD45RA دضتسم دض PE/Cyanine7 يبنرأ ةلئسنل دئحو داضم
ءراعتسم لل اءاسأل/ئااطا لل	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
يوللل عوئل	ناسنل
مئلل (ناسنل لل) فرع	5788
مئلل فرع	5788
ئعانم دضتسم لل	(P08575-8) ئرشب لل CD45RA دضتسم لل 482 لئ 26 نم ةئئملل اءاسأل عم قفاوتئ لئسلست لئ عئوتئ فلتؤم ئءامدن ئئورب
ردصم لل	بنرأ
ةئل	ةلئسنل ةئحو داضل
قئبطلل	(FC) يولخلل قفتلل سايق
لدابتلل لعاتلل	ئللغنسلل درقلل، ناسنل
SWISS تائئب ةءاقل	P08575-8
ئئورب لل نزو	نوتلاد وليك 138
ئئشل	جئت سئك