


ب- نرتقمم ال Cd44 رأف دص ب نرأ ةل س ن ال ةديحو داضم P15379 - يقفدت ال سايق لل 7 نيناي س/س/Pe

مصنوع ال مقرر: CM0011066



ةمدقم

ب- نرتقمم ب نرأ ةل س ن ال ةديحو داضم
يرأف ال CD44 دصتسم فدهتسي 7 نيناي س/س/Pe
(Ly-24/Pgp-1/HERMES). نم ققحت ال م
يقفدت ال سايق لل في تاقيبطت لل هتحيال ص
يلاثم، طقف يثحب ال م ادختس ال ل (FC).
قاصت الال، ةي وافم لل الالخل عمت تاسار دل
تاباهت الال او.

ديزم ال فرعا

لماعم ال	همي ال
ج ن م ال م س ا	7 نيناي س/س/Pe - ب- نرتقمم ال Cd44 رأف دص ب نرأ ةل س ن ال ةديحو داضم
ةراعتسم ال ءامسأل/اتاطحال م ال	Ly-24; Pgp-1; HERMES
ع و ن ال	رأف ال
م ر ش ب) ن ج ال فرعم	960
ن ج ال فرعم	12505
يغانم ال دصتسم ال	يرأف ال CD44 نيناي س/س/Pe (NP_033981.2) 176 يل 23 م نيناي م اص ا ل س ل س ت يل ع يوتحي فلتؤم يجانم دن نيناي س/س/Pe
ردصم ال	ب نرأ ال
ةئف ال	ةل س ن ال ةديحو داضم ال
ق ي ب ط ت ال	(FC) يقفدت ال سايق لل
لدابت ال لعافت ال	رأف ال
ت ا ن ا ي ب ة د ع ا ق	P15379
ن ن ت و ر ب ال ن ز و	نوت الاد وليك 86
ن ح ش ال	ج ل ث س ي ك