

يرأف ال Cd3 دضتسم دض ذرج ال نم ةليسننل ديح و داضم مسج - يقفدت ال سايقلاب ليلحتلل ، PE/Cyanine7- لابل نرتقم P04235 / P22646

رصننعل مقرر: CM0005399

ةمدقم

نرتقم ، ذرج ال نم ةليسننل ديح و داضم مسج
CD3 دضتسم فدهتسي ، PE/Cyanine7- لابل
فرعتي . يقفدت ال سايقلاب ليلحتلل يرأف ال
متدقو ، CD3- لنولي سبإو اتلد لسالسا
ةيرأف ال تانيعلل هتيحالص نم ققحت ال
ةيئات ال ايلخل تاساردل يلاثم

ديزمال فرعا

ةمعمل ال	ةمقيل
جتنم ال مسا	يرأف ال CD3 دض ذرج ال نم PE/Cyanine7 ةليسننل ديح و داضم مسج
راعتسم مسا / تاطحال م	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
عون ال	رأف
رشبلل (نجل ال فرعم	916/915
نجل ال فرعم	12500/12501
يعانم ال دضتسم ال	يرأف ال CD3 دضتسم نم قتشم يعانطصا ديتب
ردصم ال	ذرج
ةفلا	ةليسننل ديح و داضم ال ماسجالا
قبطت ال	FC (يقفدت ال سايقلاب)
لدابت ال لعافت ال	رأف
SWISS تانايب ةدعاق	P04235/P22646
نيتوربال نزو	نوتالاد وليك 21 / نوتالاد وليك 19
نحش ال	جلت سيك