

J- Foxp3 داضم اليعون اليداح أال داضم ال مسجل Q9Bzs1 - (ةيلخ ل خاد) ي قفدت ال يولخ ال سايق لل

رصنع ال مقرر: CM0007769



ةمدقم

PerCP - ب نرتقم يبنرأ يعون اليداح أال داضم مسجل مت، يدرقل/يرأفل/يرشب ال FOXP3 فدهتسي يولخ ال سايق لل هتيحالص نم ققحت ال ايالخ لثاحبأل يلاثم. ايالخ ل خاد ي قفدت ال يعانم لاحتل تاساردو، ةمظنم الةيئاتل دورق، نارئفل، رشب ال عم لعافت يولي ك ~47 يئيزجل هنزو. سغلوموني سلل نوتلاد.

ديزل فرعا

ةمدقم ال	ةمق ال
جت نمل مس	PerCP Rabbit anti-Human/Mouse/Monkey FOXP3 mAb
راع تسم مس/اتاطحال م	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
عون ال	يرشب
نيج ال فرعم	50943
يعانم لدصت سمل	FOXP3 (NP_054728.2) يرشب ال 1-100 نة يني أال ضام أال ل خاد لس لس ت عم قفاوتي يعانطصا ديتب
ردصم ال	بنرأ
ةئف ال	عون ال يداح أال داضم الماسحال
قبطت ال	FC (ةيلخ ل خاد)
لدابت الم لعافت ال	يسغلوموني سي، يرأف، يرشب
SWISS	Q9BZS1
ني تورب ال نزو	نوتلاد ولي ك 47
نحش ال	جلت سيك