

PerCP Mouse IgG 2A

رخصة المنتج: CM0012532

مقدمة

يستخدم هذا المنتج في اختبار الـ PerCP Mouse IgG 2A مع قفازات Mouse IgG2a. يهدف إلى قياس نسبة الخلايا التي تعبر عن مستضد معين. يتم استخدام هذا المنتج في اختبار الـ PerCP Mouse IgG 2A مع قفازات Mouse IgG2a. يهدف إلى قياس نسبة الخلايا التي تعبر عن مستضد معين. يتم استخدام هذا المنتج في اختبار الـ PerCP Mouse IgG 2A مع قفازات Mouse IgG2a. يهدف إلى قياس نسبة الخلايا التي تعبر عن مستضد معين.

التركيب

التركيب	الوصف
جسيمات مستضد	PerCP Mouse IgG 2A
مذيب	ماء
حجم	0.5 مل
نوع	مستضد
نوع	مستضد
نوع	مستضد