


يرأف الـ CD44 - ةلـيـسنـنـلـيـداحـأ داضـم بـنـرأ Percp/Cyanine5.5 P15379 - يولـخـلـ قـفـدـتـلـ سـاـيـقـل

رـصـنـعـالـمـقـر: CM0008772



ةمدقم

عم قفارتـم بـنـرأـلـيـنـم ةلـيـسنـنـلـيـداحـأ داضـم
PerCP/Cyanine5.5 يرأف الـ CD44 (Ly-24, Pgp-1, HERMES)
قفدتـلـ سـاـيـقـل يـف هـمـادـخـتـسـال
يـف هـتـحـص نـم قـقـحـتـلـم تـ (FC). يولـخـلـ
يـعـانـمـلـ لـكـشـتـلـ ثـاـحـبـأـلـ بـسـانـمـو، نـارـئـفـلـ
يـولـخـلـ قـاـصـتـلـالـو.

ديـزـمـلـ فـرـعـا

لـمـاعـمـالـ	هـمـيـقـلـ
جـنـمـالـمـسـا	يرأف الـ CD44 - ةلـيـسنـنـلـيـداحـأ داضـم بـنـرأ Percp/Cyanine5.5
ءـاسـمـاـطـاـحـالـم هـراـعـتـسـم	Ly-24; Pgp-1; HERMES
عـونـلـ	رأف
مـجـالـفـرـعـم (نـاسـنـا)	960
مـجـالـفـرـعـم	12505
دـصـتـسـمـالـ	يرأف الـ CD44 نـم 23-176 هـيـنـمـأـلـ صـامـأـلـ عـم قـفـاوتـي لـسـلـسـت يـلـع يـوتـحـي بـيـكـرتـلـ دـاعـم يـجـامـدـنـا نـيـتـورـبـا بـيـكـرتـلـ دـاعـم نـيـتـورـب (NP_033981.2).
رـدـصـمـالـ	بـنـرأ
هـئـفـالـ	ةلـيـسنـنـلـيـداحـأ داضـم
قـيـبـطـتـلـ	FC
عـطـاقـتـمـالـعـافـتـلـ	رأف
SWISS	P15379
نـيـتـورـبـالـنـزو	86kDa
جـشـلـالـ	جـلـتـسـيـك