

ي داحأ Cd45R/B220 رآفلل يرأف داضم Percp/Cyanine5.5 Fc - P06800 ةلنقتل ةللسنل

رصنعلال مقر: CM0011039

ةمدقم

ب طبترم رآفلل نم ةللسنل ي داحأ داضم
CD45R/B220 فدهتسي PerCP/Cyanine5.5
يولخلال قفدتال سايق ي ف همدختسال يرأفلال
CD45R/B220، ني تورب زاتافسوف وه
مظنم وه C، لبقتسم عون نم نيسوريال
روطتو ةيئالال ايلخلال طيشنل يسيئر
ةعانملال فيصوتل يلاثم. ةيوافمفلل ايلخلال
يرأفلال.

ديزملال فرعأ

لماعملال	ةمقلا
جتنملال مسا	PerCP/Cyanine5.5 داضم يرأفلل يرأف داحأ CD45R/B220 mAb
ةراعتسم ءامسأ/اتاطحال م	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
عاونالال	رأف
GenelD (الرشبال)	5788
GenelD	19264/5788
دضتسمال	يرأفلال CD45R/B220 ل فللؤم ني تورب
ردصمال	رأف
ةئفال	ةللسنل ي داحأ داضم ماسأ
قبططالال	FC
عطاقم لالعافالال	رأف
SWISS	P06800
نيسوربالال نرو	130kDa/140kDa/144kDa
حلشال	جلت سيك