


Pfkfb3 نـم ةليسنـلا ةيداحـا ةداضم ماسجـا J- Wb, Ihc-P, Elisa - Q16875

رـصنـعـال مـقر : CM0006089



ةمدقم

ةيلاع بنرألا نم ةليسنـلا ةيداحـا ةداضم ماسجـا WB, IHC-P, ELISA، لـاهنم ققحتلا مت PFKFB3 لـ ةدوجلا يرأفلاو يرشبل PFKFB3 عم لعافتت. ركسلال للحتل يسيئر مظنم وهو (60kDa)، ناطرسلل يئاذغل لئثمتل ضاحبال ةيلاثم.

ديزمل فرعا

لماعمال	هميقل
جتنم الماسا	PFKFB3 Rabbit mAb
راعستسم س/اتاطحال م	PFK2, IPFK2, iPFK-2, PFKFB3
عاونا	ناسنإ
م (ناسنإ) نيجال فرعم	5209
نيجال فرعم	5209
دضتسم الم	يعانطصا ديتبب
ردصم الم	بنرأ
ةئفلا	ةليسنـلا ةيداحـا ةداضم ماسجـا
قيبطتلا	WB, IHC-P, ELISA
عطاقم الم لعافتلا	راف، ناسنإ
SWISS	Q16875
نيتوربلال نزو	60kDa
نحشلا	جلت سيك