

قيبطت لل Pgk1- J يبنرألة لسننل يداحألة داضم الم سجال Wb و Elisa - P00558

رصننعل مقرر: CM0002571



ةمدقم

ةدوجل اليلاع يبنرألة لسننل يداحألة داضم م سجال
يرشبل ال PGK1 ني تورب فدهتسي
بسانم ، (1 زانك تاريسيلغوفسوف)
لعاقتي ELISA. و يبرغل طولبل ليلحتل
يلاثم . ناذجل او نارئفل عمأع طاقتمألعاقت
ةفيظو ، ركسل للحت تاسارذل
ةيونمل تانواويلح ةكرحو ، ايردنوكوتيملا

ديزملل فرعا

ةمعلملا	ةمقل
جتنملا مسا	PGK1 Rabbit mAb
ةلذب ءامسأ / تاطحال م	PGKA; MIG10; HEL-S-68p; PGK1
عونلا	يرشب
رشب لل) نيحل فرعم	5230
يعانملا دضتسملا	يعانطصا ديتب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلسننل يداحألة داضم الم اسجال
قيبطتلا	WB, ELISA
عطاقتمل لعاقتلا	ذرح ، رأف ، يرشب
SWISS	P00558
نيتوربل نرو	نوتلاد وليك 45
نحشلا	جلت سيك