

Phospho-Alt-Rpl36-S19 Rabbit Pab - Alt-Rpl36

رصدن عل مقرر: CM0000634

مقدم

Phospho-alt-RPL36-S19 Rabbit Polyclonal Antibody for WB, DB, ELISA. Detects phosphorylated alt-RPL36 at Ser19 in human samples. Suitable for phosphorylation studies and signaling research.

دي زملا فرع!

لم اعمل	م يول
جتنم الم مسا	Phospho-alt-RPL36-S19 Rabbit pAb
عاون ال	ناسن
دضتسم ال	alt-RPL36 نم S19 لوح يغانطصا يروفسف ديتبب يغانطصا ديتبب
ردصم ال	بنرأ
هفلا	ه يروفسف هداصم ماسجأ
قيبطت ال	WB, DB, ELISA
عطاقت الم لعافت ال	ناسن
نحش ال	جلت سيك