

Phospho-Ampk α 1-S485 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13131

رخصن عل مقرر: CM0001311



مقدم

ددعت م بنرأل داضم ةحص نم ققحتل م
و WB ل Phospho-AMPK α 1-S485 خاسنتسالا
يرأفلاو يرشبل ال AMPK α 1 نع فشك ي
ELISA. يلافم ال AMPK α 1 س485، ~64kDa. ي
يلافم ال AMPK تاراشا تاساردل
ةقاطلل.

ديزم ل فرعا

لماعلم	موقل
جتم المس	Phospho-AMPK α 1-S485 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	AMPK; AMPK α 1; AMPK alpha 1; Phospho-AMPK α 1-S485
عاونال	ناسن
ناسن (نجل فرعم)	5562
نجل فرعم	5562
دصتسم ل	PRKAA1 ني تورب نم S485 لوح يعانطصا رفسفم ديتب (NP_006242.5).
ردصم ل	بنرأ
ةفلا	نويسال يروفسوفلل ةداضم ماسحأ
قبطتال	WB, ELISA
عطاقتم ل لعافتال	درج، رأف، ناسن
SWISS	Q13131
ني تورب ل نرو	64kDa
نحس ل	جلت سيك