

Ampkα1-T183 + Ampkα2-T172 - Q13131 / P54646

رصدن عل مقرر: CM0001562



مقدم

و فسوف دض ةل س ن ل ا ي د ا ح أ ب ن ر أ د ا ض م م س ج
ي ف م ا د خ ت س ا ل ل AMPKα1-T183 + AMPKα2-T172
ي ع ا ن م ا ص ا ص ت م ا ل ا و ي ف ا ط ل ل ل ق ن ل ا ة ي ن ق ت
AMPKα ن ع ف ش ك ي . م ي ز ن إ ل ا ب ط ب ت ر م ل ا
ذ ر ج ل ا و ر ئ ف ل ا و ن ا س ن إ ل ا ت ا ن ي ع ي ف ط ش ن م ل ا
م ا ه ت ل ا ل ا و ، ة ق ا ط ل ا ب ا ل ق ت س ا ي ف ث ح ب ل م ع د ي
ة ي ن ا ط ر س ل ا ت ا ر ا ش إ ل ا ت ا ر ا س م و ، ي ت ا ذ ل .

ي ز م ل ا ف ر ع

ر ا ي ع م ل ا	ه ف ص ا و م ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	AMPKα1-T183 + AMPKα2-T172 و فسوف دض ةل س ن ل ا ي د ا ح أ ب ن ر أ د ا ض م م س ج
ل ي د ب م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	AMPKα1/AMPKα2; و فسوف AMPKα1-T183+AMPKα2-T172
ع و ن ل ا	ن ا س ن إ
م ر ج ل ا ل ف ر ع م	5562/5563
ي ع ا ن م ا د ض ت س م ل ا	ن P R K A A 1 / P R K A A 2 م T 1 8 3 / T 1 7 2 ع ق و م ل ا ل و ح ي ع ا ن ص ي ر و ف س و ف د ي ت ب ب (NP_006242.5/NP_006243.2)
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ي ر و ف س و ف ل ا ة د ا ض م ل ا م ا س ج أ ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	ا ل (ELISA) م ي ز ن إ ل ا ب ط ب ت ر م ل ا ي ع ا ن م ا ص ا ص ت م ا ل ا ، ا (WB) ي ف ا ط ل ل ل ق ن ل ا
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن إ
SWISS	Q13131/P54646
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 62 / ن و ت ل ا د و ل ي ك 65 / ن و ت ل ا د و ل ي ك 64
ن ح ش ل ا	ج ل ث س ي ك