

Phospho-AP2M1-T156 Rabbit Pab For Wb And Elisa - Q96Cw1

رقم المنتج: CM0000520



معلومات

هذا بروتين من لانسولين المعدل معادض ماسجأ في رفسفم AP2M1 دس AP2M1-T156 Rabbit pAb. يبرغل يغانم البيسرللة بسانم Thr-156. عم ةلغات عم ELISA و (Western blotting) في قيقحتللة يلاثم. رأفلاو ناسنلا ميظنتو نيثرلالاب طسوتم الماقتلالا AP-2. دقم

ديزملا فرعا

لماعملا	موقلا
جتنملا مسا	Phospho-AP2M1-T156 Rabbit pAb
راعتسم مسالاطحالم	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; Phospho-AP2M1-T156
عاونالا	ناسن
نجانملا فرعم	1173
نجانملا فرعم	1173
دصتسملا	NP_001020376.1) يرشبالا AP2M1 ل T156 لوح رفسفم يغانص ديتبب يغانص ديتبب
ردصملا	برأ
ةفلا	ةرفسفم ةداضم ماسجأ
قبطتلا	WB, ELISA
عطاقتالم لغافتلا	رأف، ناسن
SWISS	Q96CW1
نيتوربال نزو	50kDa
نحشلا	جلت سيك