


Phospho-Atr-T1989 Rabbit Pab J- Wb, Ihc-P, Elisa - Q13535

رصنع الج مقرر: CM0000712



مقدم

Phospho-ATR-T1989 Rabbit pAb فشتك ي م ت. T1989 عقوم ال ي ف رفسفم ال ATR نيتورب ي ف WB, IHC-P, ELISA ل هت حص نم ققحت ال ثاحب أل يرورض. ناذرل او نارئفل او رشب ال طاقن تاراش او، يوون ال ضمحل فلت ةباجتسا مونيج ال رارقستساو، شيتفت ال

ديزمل فرعا

لماعم ال	همل ال
جتنم ال مس	Phospho-ATR-T1989 Rabbit pAb
راغتسم مس/اتاطحال م	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-T1989
عاون ال	Human
GeneID (human)	545
GeneID	545
دصتسم ال	Synthetic peptide
ردصم ال	Rabbit
هفل	Phosphorylated Antibodies
قبطط ال	WB, IHC-P, ELISA
عطاقم ال لغافت ال	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q13535
نيتورب ال نزو	301kDa
نحش ال	Ice bag