


Phospho-C-Jun-S73 - P05412

رقم التسجيل: CM0001064



مقدمة

Phospho-c-Jun-S73 هو بروتين من عائلة بروتينات MAPK. يتم تنشيطه بواسطة عوامل مختلفة مثل الإجهاد، الالتهاب، والإصابة. يلعب دوراً مهماً في تنظيم التعبير الجيني، نمو الخلايا، وموت الخلايا المبرمج. يمكن اكتشافه باستخدام تقنيات مثل Western Blot (WB)، IHC-P، وELISA.

معلومات إضافية

معلومات إضافية	الاسم
اسم المنتج	Phospho-c-Jun-S73
تسلسل الأحماض الأمينية	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S73
الاسم البديل	ناسن إال
الوزن الجزيئي	3725
البنية الثانوية	NP_002219.1 (c-JUN) بروتين من عائلة S73
البنية الثالثية	بنرأ
البنية الرباعية	عزفسفم دادضأ
تقنيات الكشف	WB, IHC-P, ELISA
الاستخدامات	درجلاو رأفلاو ناسن إال
SWISS	P05412
نوع المنتج	36 نوتلاد وليك
نوع الشحنة	جلت سيك