


Phospho-Cdk6-Y13 Rabbit Pab - Q00534

رخصن عل مقرر: CM0001833



عمدقم

Phospho-CDK6-Y13 Rabbit Polyclonal Antibody for WB, IF/ICC, ELISA. Detects phosphorylated Y13 of human CDK6; بلصم لكشب لعافت ي رأل عم. Suitable for cell cycle and differentiation research.

ديزم لفرع

لماعم ل	هم ي ل
جتنم ل مسا	Phospho-CDK6-Y13 Rabbit pAb
راغتسم مس/اتاطح الم	MCPH12; PLSTIRE; Phospho-CDK6-Y13
عون ل	ناسن
نيج ل فرعم	1021
دصتسم ل	يرشب ل CDK6 ل Y13 لوح يعانص يروف سف ديتبب: يعانص ديتبب (NP_001250.1).
ردصم ل	ب نرأ
ةفل	ة يروف سف ةداسم ماسجأ
قبط ل	WB, IF/ICC, ELISA
بلصم ل لعافت ل	رأف، ناسن
SWISS	Q00534
نيتورب ل نزو	37kDa
نحش ل	جلت سيك