


Phospho-Cdk6- Y24 J_ Wb/If/Icc - Q00534

رصدنعال مقرر: CM0000413



ةمدقم

Phospho-CDK6-Y24 بربنرال داضمال مسجل افشتكي رفسفمال يرشبال CDK6 ني تورب Tyr24 عقومال دنع WB و ف مادختسالل بسانم. IF/ICC، تانيع يف هتيلاعف نم ققحتال مت، رأفالو ناسنإل، ةلخال ةرود ثاحبال لاثم. زيامتال، ناطرسلالو،

ديزمال فرعا

ةمدقمال	ةمقال
جت نمال مسا	Phospho-CDK6-Y24 بربنرال داضمال مسجلال
ليدب مس/اتاطحال م	MCPH12; PLSTIRE; Phospho-CDK6-Y24
عونال	ناسنإ
ناسنإلل) نجلال فرعم	1021
نجلال فرعم	1021
يعانمال دضتسمال	يرشبال CDK6 ني توربال Y24 عقومالاب ةطرحمال اياقبال عم قفاوتي ددحم يروفسوف ديتبب: يعانطصا ديتبب
ردصمال	ربن
ةفئال	ةيروفسوفال داضمال ماسجال
قبططال	WB, IF/ICC
لدابتمال لعافتال	رأف، ناسنإ
زمر SWISS	Q00534
ني توربال نزو	نوتلاد وليك 37
نحشال	جلت سيك