

Phospho-Cfl1-S3 Rabbit Pab J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23528

رقم المنتج: CM0000502



مقدم

نوع فشكلي Phospho-CFL1-S3 Rabbit pAb يعقوالملا في فيلخادلا يروفسوفلا 1-نيليلفوكلا ل-بسانم. ناذرلاو نارئفلاو رشبلا في Ser3 في في فيصيخشت عادأ. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. تايكيما نيد ساردل عووثوم (IVD) عقوملا يولخللا لكيهللا ميظنتو نيتكألا.

ديزمالا فرع

لماعمال	مقيال
جتنملا مسا	Phospho-CFL1-S3 Rabbit pAb
راغتسم مس/اتاطحال	CFL; cofilin; HEL-S-15; Phospho-CFL1-S3
عاونالا	ناسن
GeneID (ناسن)	1072
GeneID	1072
دصتسملا	(NP_005498.1) يرببلا CFL1 ل S3 لوح يعانطصا يروفسوف ديتبب: يعانطصا ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةيروفسوف ةداصم ماسحأ
قيبطتلا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقتمالا لعاتلا	ذرح، راف، ناسن
SWISS	P23528
نيتوربالا نزو	19kDa
نحشلا	جلت سيك