

Phospho-Cgas (S420) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q8C6L5

رقص نعل مقرر: CM0000665



مقدم

Phospho-CGAS-S420 Rabbit pAb فشتك 420 ني ريسال دنع رفسفم ال CGAS ني تورب مت. ناذرل او رشبلاو نارئفلا تاني عي فثا بأل يلاثم. WB و ELISA. ه نم ققحت ال CGAS-STING، راسم، رطفلة اعانملا، ي وونل الضمحل راغشتساو.

ديزملا فرع

راي عملا	تافصاوملا
جتمنملا مسا	Phospho-CGAS-S420 Rabbit pAb
رخاء اسماء/تاطحالم	Mb21d1; E330016A19Rik; Phospho-CGAS-S420
عونلا	رأف
فرعلا (يرشبلا) فرع	115004
فرعلا فرع	214763
يعانملا دضتسملا	NP_775562.2) رأفلا CGAS نم S420 لوح يعانطصا يروفسف ديتبب: يعانطصا ديتبب
ردصملا	ب ر
ةفلا	ةرفسفم ةداسم ماسجا
قبطتلا	WB, ELISA
لدابتلا لعافتلا	ناذرلا، رشبلا
SWISS	Q8C6L5
ني توربلا لي ئيزجلا نزولا	نوتلاد وليك 58
نحشلا	جلت سيك