


Phospho-Chk1-S317 Rabbit Polyclonal Antibody (Wb, Elisa) - O14757

رخصة العمل: CM0000628



مقدم

يلاع بنرأل نم ةلېسنل ددعت ماسجأ داضم لـ ةلخادل تاوتسملا ىلع فرعتي ةيعونل نم ققحتل مت Ser317 يف رفسفملا Chk1 في ELISA و Western blotting (WB) لـ هتصح ةلخل ةرود ثاحبال يلاثم . ةيرشب تانيع يوونل ضمحل فلتو .

ديزملا فرع

لماعمل	ليصافتلا
جتنملا مسا	Phospho-Chk1-S317 Rabbit pAb
راعستم مس/اتاطحالم	CHK1; Phospho-Chk1-S317
عاونالا	ناسنإ
نيجال فرعم (ناسنإ)	1111
نيجال فرعم	1111
دضتسملا	Chk1 نيتورب نم S317 لوح يعانص رفسف ديتبب (NP_001265.2).
ردصملا	بنرا
ةئفلا	ةيروفسف ةداضم ماسجأ
قبطتلا	WB, ELISA
عطاقتالم لعافتلا	ناسنإ
SWISS	O14757
نيتوربال نزو	54kDa
نحشلا	جلت سيك