

Phospho-Dok2-Y299 Rabbit Pab - O60496

رصدن عل مقرر: CM0001560



ةمدقم

Phospho-DOK2-Y299 Rabbit pAb فشتك ي رشب ال DOK2 ني تورب صاخ لك شب ققحت ال مت 299 ني زوريل دن يروف سف ال تاقب طتل داضم ال مسجل اذه حص نم يغانم ل او (Western blot) يغانم ل اسياس اءا و هو (immunofluorescence) ءضم ال لم او و ني كوتيسل الاراش اراسم ءسار دل وم نل.

ديزم ل فرع

لم اعلم ال	ةمي ل
جت نم ل م سا	Phospho-DOK2-Y299 Rabbit pAb
راع تس م ال/ات اطح ال م	p56DOK; p56dok-2; Phospho-DOK2-Y299
ع او ن ال	ناسن
م (ناسن) ني ج ال فرع م	9046
ني ج ال فرع م	9046
دص تس م ال	ي رشب ال DOK2 ني تورب نم Y299 ب ءطي حم ال اياق ب ال عم ق فاوتي دحم يروف سف دي تب
ردص م ال	ب ن ر
ة ف ال	ة يروف سف ءاضم م اس ج
قي بطت ال	WB, IF/ICC
ع طاق ت م ال ل ع اف ت ال	ناسن
SWISS	O60496
ني تورب ال نزو	45kDa
ن ح ش ال	جل ت ءبي ق ج