

Phospho-E-Cadherin-S838/S840 Rabbit Pab - P12830

رصيد: CM0001081



مقدم

هذا المنتج هو جسم مضاد مضاد لبروتين E-cadherin في خلايا الثدييات. يتم استخدامه في اختبارات Western Blot (WB) واختبارات ELISA. يتم استخدامه في اختبارات Western Blot (WB) واختبارات ELISA. يتم استخدامه في اختبارات Western Blot (WB) واختبارات ELISA.

معلومات إضافية

اسم المنتج	معلومات
اسم المنتج	Phospho-E-Cadherin-S838/S840 Rabbit pAb
المرجع	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324; Phospho-E-Cadherin-S838/S840
المرجع	ناسن
المرجع (ناسن)	999
المرجع	999
المرجع	ناسن (NP_004351.1) يربط الـ CDH1 مع S838 & S840 لويغانط صا يروفسف ديتب
المرجع	بنرأ
المرجع	ة يروفسف ةداضم ماسجأ
المرجع	WB, ELISA
المرجع	ناسن
SWISS	P12830
المرجع	97kDa
المرجع	جلت سيك