


-و فسوفل ةيبنرأل ةل س ن ال ةدع تم ةداضم ال ماسجأل براجتلل Y845 يثلثم ال يرشبل وم ن ال لماع لبقتسم P00533 - اسيلال او ةيبرغل ةخطلل ةيعانم ال

مقرر: CM0000560



ةمدقم

ب نرأل ن م ةل س ن ال ةدع تم داضم مسج
845 رفسفم ال نيزوري تال فدهتسي
يثلثم ال يرشبل وم ن ال لماع لبقتسم
يعانم ال يرغل ةخطلل بسانم ، يرشبل
تاراشل في تاساردلل يلاثم ، اسيلال او
يثلثم ال يرشبل وم ن ال لماع لبقتسم
ةيناطرسل ايجولويبل او ، زانكل طاشن

ديزمال فرعا

لماعم ال	ةميال
ج ن م ال م سا	ةيبنرأل ةل س ن ال ةدع تم ةداضم ال ماسجأل EGFR-Y845-و فسوف
راع تسم مس/اتاطح ال م	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y845
عون ال	يرشب
م (رشبلل) نيح ال فّرعم	1956
نيح ال فّرعم	1956
يعانم ال دلوم ال	يرشب ال EGFR لبقتسم ال Y845 عوم ال لوح يعانطصا يروفسف ديتب
ردصم ال	بنرأ
ةئال	ةيروفسوفل ةداضم ال ماسجأل
قبيطت ال	اسيلال (ELISA)، يعانم يرغل ةخطلل (WB)
لدابت ال لعافت ال	يرشب
SWISS تانايب ةدعا	P00533
ني توربل نزو	نوتلاد وليك 134
نحش ال	جلت سيك