

Egfr- وفسوفل ةل يسنل ةددعتم ةيبنرأل ةداضم الماسجأل Y998 JL- Wb و Elisa - P00533

رصنعل مقرر: CM0000424



ةمدقم

ةل يسنل ةددعتم ةيبنرأل ةداضم الماسجأل
ELISA و Western blot JL- EGFR-Y998 وفسوفل
عقومل دنع رفسفمأل يرشبأل EGFR فشك
تاراشلإل او ماروأل ثاحبأل بسانم Y998
تانيعل ي هتحص نم ققحتل مت .ةيولخل
نوتلاد وليك 134 يئزجل نزول .ةيرشبأل
P00533 يرسيوسلل زمرل.

ديزملل فرع

رايعم الم	ةم يئل
جتنم الم س	EGFR-Y998 وفسوفل ةل يسنل ةددعتم ةيبنرأل ةداضم الماسجأل
ةراعسم ءامس / تاطحال م	ERBB; ERBB; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y998
عونل	يرشب
م (رشبأل) نجلل فرع	1956
نجلل فرع	1956
يعانم لدصتسم	(NP_005219.2) يرشبأل EGFR JL- Y998 عقومل لوح رفسفم يعانص ديتبب: يعانص ديتبب
ردصم	بئر
ةئل	ةرفسفمأل ةداضم الماسجأل
قبطتل	WB, ELISA
عطاقتل لعافتل	يرشب
يرسيوسلل زمرل	P00533
نيتوربأل نزو	نوتلاد وليك 134
نحش	جلت سيك