


Phospho-Eif2A-S49 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P - P05198

رقصنعل مقرر: CM0001580



ةمدقم

ل بنرأل نم لئاسنل ةددعت مءاضم ماسجأ
خيطلتل ي اهمادختسال Phospho-eIF2α-S49
ةعانمل او (Western blot) يبرغل يعانمل
فشكت (Immunohistochemistry) ةيجيسنل
eIF2α (EIF2S1) نم يروفسوفل 49 نيريسل
ثاأبأل ةيلام. ذرأل او، رآفل او، ناسنل ي
يجافوتيامل او ةلماكتمل اءجلل ةباجتسا

يئزملا فرعا

لعلمل	ةمقل
جتنمل مسا	Phospho-eIF2α-S49 Rabbit pAb
ةراعتسم ءامسأ/اتاطحال م	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; Phospho-eIF2α-S49
عاونأل	ناسنل
م (ناسنل) نجلل فرعم	1965
دضتسمل	يرشبب ال EIF2S1 نم S49 ب ةطلحمل ايلابل عم قفاوتل روفسوفلاب صاخ ديتبب، يعانطصا ديتبب
ردصمل	بنرأ
ةئل	ةيروفسوف ةءاضم ماسجأ
قيلطتل	WB, IHC-P
عطاقتلمل لعافتل	ذرأل، رآفل، ناسنل
SWISS	P05198
نيتوربل نرو	36kDa
نحشلا	جلت سيك