


Eif4Ebp1 (T37/T46) - وفسوفال-ل قاسنأل ددعت ماضم مسج Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13541 - ل اب فشك لل

رصنعلال مقرر: CM0001319



ةمدقم

فدهتسي قاسنأل ددعت ميبنرأ داضم مسج
يف مادختسالل (T37/T46) رفسفم ال eIF4EBP1
نم ققحتال مت WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA.
ءدب مظني. ذرل، رأفل، ناسنإل يف هتيلاعف
ثاأبأل حاتفم وهو mTORC1 راسم ربع ةمچرتال
يئاذغل لئيمتال وناطرسلال

ديزمال فرعا

رايعلال	ةمقلال
جتنمالم سا	Phospho-eIF4EBP1-T37/46 Rabbit pAb
ةليدب ءامسأ / تاطحال م	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T37/46
عونال	ناسنإل
نيجال ل (ناسنإل) فرعم	1978
نيجال فرعم	1978
يعانمالم دلومال	(NP_004086.1) يرشب ال eIF4EBP1 نينورب نم T37 و T46 نينوقومال يطغي رفسفم يعانطصا ديتبب: يعانطصا ديتبب
ردصمالم	بنرال
ةئفال	ةرفسفمالم ءاضمالم اسنأل
قبيطتال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقمالم لعافتال	ذرل، رأفل، ناسنإل
SWISS تاناي ب ءءاق	Q13541
نينوربال نزو	نوتلاد وليك 13
نحشال	يچلث سيك