


Phospho-Esr α -S167 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P03372

رصيد المنتج: CM0001921



مقدم

صاخ بنارأل نم لئاسنل ددعتم داضم لبقتسم فدهتسي يروفسوفلاب ةرفسفل اعقوم دنع (ER α /ESR1) α نيچورتسإل Ser167. WB, IF/ICC, ELISA؛ لعافتو و. م لعو، نيچورتسإل تاراشإ ةساردل بسانم تاللبقتسم تاراسمو، يناطرسل اعإل ةاونل.

ديزل فرعإ

راي عملا	ةمقلا
جت نمل مسا	Phospho-ESR α -S167 Rabbit pAb
ةل يدب ءامس/اتاطحال م	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; Phospho-ESR α -S167
عاونال	ناسنإ
GenelD (ناسنإ)	2099
GenelD	2099
دضتسملا	(ESR1) (NP_000116.2) يرشبل افلا نيچورتسإل لبقتسم ل S167 عقوم لوح يروفسوف يغانص ديتبب إيعانص ديتبب
ردصملا	بنرا
ةئفلا	ة يروفسوف ةداضم ماسحأ
قبطتلا	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقم لعافتلا	ناسنإ
SWISS	P03372
ني توربل نزو	66kDa
نحشلا	جلت ةبقيح