

Phospho-Fak-Y397 Rabbit Mab JJ- Wb و Elisa - Q05397

رصدن عل مقرر: CM0000863



ةمدقم

ةصاخ بنرأل نم ةللسننل ةداح ةداضم ماسجأ Y397، دن ع رفسفم ال FAK دض ليروفسوف لابل خيطلت لاقيبطتل اهنم ققحتل م ت في ELISA و (Western blot) يبرغل يللقنم ال ةراش ةساردل ةلثم، ةيرشب تانيع تاكيمانيدو، ايلخل ةرجهو، نيرجيتنل ال يرؤب ال سمالتل.

ديزم ال فرع

لماعم ال	ةميال
جتنم ال مسا	Phospho-FAK-Y397 Rabbit mAb
راعتسم مس/اتاطحال م	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y397
عاون ال	ناسن
نيج ال فرعم	5747
دضتسم ال	يرشب ال FAK نم Y397 لوح يعانطصا رفسفم ديتب (NP_722560.1)
ردصم ال	بنرأ
ةئف ال	ةيروفسوف ةداضم ماسجأ
قيبطت ال	WB, ELISA
عطاقتم ال لعافت ال	ناسن
SWISS	Q05397
نيتورب ال نزو	119kDa
نحش ال	جلت سيك