

Phospho-Foxo3A- S425 J- Wb, Ihc-P, Elisa - O43524

رخصنعل مقرر: CM0001987



ةمدقم

صاخ بنرأل نم ةلېسنل ددعت ماضم مسج
ف FOXO3A ةرفسف فدهتسي روفسوفلاب
J- WB، هتحص نم ققحتل مت Ser425 عقومل
ناسنإل عم عطاقتم لعافت عم
ةتامتسال اناح بأ معدى. ذرل او رأل او
ي. اذل اماهتلال او

ديزمال فرع

لماعلم	هميقل
جتنمالمسا	Phospho-FOXO3A-S425 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2; Phospho-FOXO3A-S425
عاونال	ناسنإل
GeneID (ناسنإل)	2309
GeneID	2309
دضتسمال	FOXO3A يرشبالب (NP_001446.1) ني تورب نم S425 عقومال لوح يروفسف يعانص ديتببإيعانص ديتبب
ردصمال	بنرأ
ةفلا	ةيروفسف ةماضم ماسجأ
قبيطتال	WB, IHC-P, ELISA
عطاقتمال لعافتال	ذرل، رأل، ناسنإل
SWISS	O43524
ني توربال نزو	71kDa
نحشال	جلت سيك