

Phospho-Foxo4-S197 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P98177

رخصن عل مقرر: CM0000925



ةمدقم

Phospho-FOXO4 (S197) Rabbit Polyclonal Antibody ل WB, IF/ICC, ELISA. ه ن ققحت ل م ت FOXO4 فشتك ي ذجل او يرأف ل او يرش ب ل Ser197 دن ع رفس فم ل تاراش إ تاساردل ي ل اثم. خسن ل او ،ةرودل ةل ل او ،نل لوسن ل

ديزل فرع

لم اعل	ةم ي ل
جت ن م ل م س ا	Phospho-FOXO4-S197 Rabbit pAb
راع ت س م س ا/ات اط ا ل م	AFX; AFX1; MLLT7; Phospho-FOXO4-S197
ع ا و ن ل	ناس ن
GeneID (Human)	4303
GeneID	4303
دض ت س م ل	(NP_005929.2) يرش ب ل FOXO4 م S197 ل و ع ا ن ط ص ا ي ر و ف س ف د ي ت ب
ردص م ل	ب ن ر ا
ة ف ل	ة ي ر و ف س ف ة ا ص م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل	WB, IF/ICC, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ل ع ا ف ت ل	ذ ر ج ، ر ا ف ، ن ا س ن
SWISS	P98177
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	54kDa
ن ح ش ل	ج ل ت س ي ك