


Phospho-Histone H3-S10 Rabbit Mab J- Wb, Ihc-P, Ip, Db, Elisa - Q16695 / P68431

رخصن عل مقرر: CM0000771



ةمدقم

Phospho-Histone H3 (Ser10) بنرأل نم ةللسنل دحو داضم مسج
J- WB, IHC-P, IP, DB, ELISA. نوتسبه عم لعافت ي
H3 ملع تاساردل يلاثم؛ يذجل او يرأفل او يرشبل
ةلخل تاراش او قلخل.

ديزل فرع

لماعلم	ةمقل
جتنمالمسا	Phospho-Histone H3-S10 Rabbit mAb
ةراعتسمءامسأ/تطاحالم	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
عاونألا	ناسنإ
GeneID (يرشب)	8290/8350
GeneID	8290/8350
دضتسمالم	يعانص ديتبب
ردصالم	بنرأ
ةئفلا	ةيروفسف ةداضم ماسجأ
قبططلا	WB, IHC-P, IP, DB, ELISA
عطاقتالم لعافتلا	إناسنإ، راف، ذج، رخأ، (عقوتم عساو قاطن)
SWISS	Q16695/P68431
نيتوربلانزو	15 kDa
نحشل	جلت سيك