

Phospho-Insr-Y1146/Igf1R-Y1131 Rabbit Pab For Wb, Elisa - P06213 / P08069

رصدنعال مقرر: CM0001126



ةمدقم

فرعتي بنرأل نم لئاسنل ددعت م داضم و Phospho-INSR (Y1146) ىلع صاخ لكشب ةيرشبلا تانيعل ي في Phospho-IGF1R (Y1131) Western blot و ELISA، ل هتحص نم ققحتلا مت IGF/ني لوسنأل تاراشإ ثاحبأل ةيساسأ ةادأ وهو IVD ريوطت و.

ديزملا فرع

لماعلا	هميالا
جت نمل م سا	Phospho-INSR-Y1146/IGF1R-Y1131 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	INSR/IGF1R; Phospho-INSR-Y1146/IGF1R-Y1131
عاونا	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	3480/3643
GeneID	3643/3480
دضتسملا	NP_000199.2) يرشبلا IGF1R/INSR نم Y1146 لوح يغانطصا يروفسف ديتبب - يغانطصا ديتبب
ردصملا	بنرا
ةئفلا	ةيروفسف ةداضم ماسحأ
قيبطتلا	WB, ELISA
عطاقتلا لعافتلا	ناسنإ
SWISS	P06213/P08069
نيتوربلا نزو	155kDa
نحشلا	جلت سيك