

Phospho-Insr-Y1189/Y1190 + Igf1R-Y1165/Y1166 Rabbit Pab For Wb, Elisa - P08069/P06213

رصد نعل مقرر: CM0000855



مقدم

بنرأل نم لئاسنل اددعت مءاضم ماسجأ
ءودزمل ارفسفل اءاوم فشكك
ىلع Y1189/Y1190 و INSR ىلع Y1165/Y1166
ELISA و WB ل اهءص نم ققءل مء
IGF1R. ناءرءل و نارئفل و رشب لءانئ عئ
IGF-1/نئلوسنأل ءاراشل ءاراسم ءسارءل

ءئزم لفرع

لمءل	ءمئل
ءنمءل مءسا	Phospho-INSR-Y1189/Y1190 + IGF1R-Y1165/Y1166 Rabbit pAb
راءءسم مءسا/ءااءل مء	IGF1R/INSR; Phospho-INSR-Y1189/Y1190 + IGF1R-Y1165/Y1166
عاونأل	ناسن
GeneID (ناسن)	3480/3643
GeneID	3480/3643
ءصءسمءل	نرشب ل IGF1R/INSR نم Y1165 & Y1166 لوء عءانءصا ىروفسف ءئبب (NP_000199.2)
رءصءل	بنرأ
ءفءل	ءىروفسف ءاضم ماسجأ
قئبءلءل	WB, ELISA
عءااءلءل	ءرء، راف، ناسن
SWISS	P08069/P06213
نئءوربءل نرء	154kDa/155kDa/156kDa
ءءءل	ءلء سئك