

Phospho-Irs1-S307 (رشب لآب صآخ) Pab لـ Wb، Ihc-P، Elisa - P35568

رقصنعلآ مقرر: CM0001499



ةمدقم

تادضتسملا ةددعت م ةداضم ماسجأ يروفسوفلاب ةصآخ بنرألآ نم ةينولكيلوب م (رشب لآب صآخ) IRS1 pS307 فدهتست لغافتت. WB، IHC-P، ELISA. لآه نم ققحتلآ ةيلآثم. ناذرلآو نارئفلا عم لدابت م لكشب ضارمألآ ضآبأو، نيلوسنألآ تاراشإ ثآبألآ ةيصيخشتلآ تاسيلاقملا ريوطتو، ةيضيألآ

ديزملا فرع

لماعملا	ةمقلا
جتنملا مسا	Phospho-IRS1-S307 (رشب لآب صآخ) pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	HIRS-1؛ Phospho-IRS1-S307 (رشب لآب صآخ)
عونلا	ناسنإ
نيجلا فرع م (GeneID)	3667
يعانملا دضتسملا	(NP_005535.1) يرشبلا IRS1 نم S307 عقوملا لوح يعانص يروفسوف ديتبب يعانص ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةيروفسوف ةداضم ماسجأ
قيبطتلا	WB، IHC-P، ELISA
عطاقتملا لغافتلا	ذرح، رأف، ناسنإ
SWISS	P35568
نيتوربال نزو	132kDa
نحشلا	جلت سيك