

مادختس ل ةل س ن ل ةد د ع ت م ب ن ر أ د ا د ض أ Phospho-Jak2-Y1008 060674 - ا ز ي ل إ ل ا ر ا ب ت خ ا و ن ر ت س ي و ة خ ط ل ي ف

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0001758



ة م د ق م

Phospho-JAK2- Y1008 ةل س ن ل ةد د ع ت م ب ن ر أ د ا د ض أ ي ف م ا د خ ت س ل ل ا ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل م ت Y1008 ف ش ت ك ت ، ا ز ي ل إ ل ا ر ا ب ت خ ا و ن ر ت س ي و ة خ ط ل د ن ع ر ف س ف م ل ا ي ر ش ب ل ا JAK2 ن ي ت و ر ب ي ف م س ا ح ط ي ش ن ت ع ق و م و ه و ، 1008 ن ي ز و ر ي ت ل ن ي ت ا م و ر ك ل ل م ي ط ن ت و ن ي ك و ت ي س ل ل ت ا ر ا ش إ ر ب ت خ م ل ل خ ا د ص ي خ ش ت ل ت ا ح ب أ ل ي ل ا ت م .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ح ت ن م ل ا م س ا	ةل س ن ل ةد د ع ت م ب ن ر أ د ا د ض أ Phospho-JAK2-Y1008
ي ر خ أ ء ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ل ا م	JTK10; Phospho-JAK2-Y1008
ف د ه ت س م ل ا ي ح ل ا ن ئ ا ك ل ا	ن ا س ن إ ل ا
م (ن ا س ن إ ل ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	3717
ن ي ج ل ا ف ر ع م	3717
ي ع ا ن م ل ا د ص ت س م ل ا	Phospho-JAK2-Y1008 ن ي ت و ر ب ن م Y1008 ل و ح ر ف س ف م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب (NP_004963.1).
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ئ ف ل ا	ة ر ف س ف ل ا د ا د ض أ
ق ي ب ط ت ل ا	ا ز ي ل إ ل ا ر ا ب ت خ ا ، ن ر ت س ي و ة خ ط ل
ي ل د ا ب ت ل ل ع ا ف ت ل ا	ن ا س ن إ ل ا
SWISS	O60674
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 131
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك