

Y394 دنع Lck تاليروفسفلل بنرأ ينويكيليوب داضم مسج - P06239

رصنعال مقرر: CM0001510



ةمدقم

بنرأال نم ينويكيليوبال داضمال مسجال 394 نيزوريال دنع رفسفلال LCK نع فشكي تاقيبطلل بسانم. نارئفالو رشبال في تاراشإ تاسارد في ELISA و IF/ICC و WB. ةئئالال ايلخال تالبقتسم

ديزمال فرعا

رايعمال	ةمقلا
جتنمال مسا	Y394 دنع LCK تاليروفسفلل بنرأ ينويكيليوب داضم مسج
ةراعتسمال ءامسأال / تاطحالمال	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; Phospho-LCK-Y394
عونال	يرشب
م (رشبالل) نيجال فرعم	3932
يعانمال دصتسمال	(NP_005347.3). يرشبال LCK نيتورب نم Y394 عقومال لوح يعانص يروفسف ديتب
ردصمال	بنرأ
ةئفال	ةرفسفمال تانيتوربال ةداضمال ماسجالال
قيبطالال	WB, IF/ICC, ELISA
لدابتمال لعافتال	يرأف، يرشب
SWISS تانايب ةدعاق	P06239
نيتوربال نزو	نوتلاد وليك 58
نحشال	جلت سيك